

# Tjek for PRRS i farestalden

Af Elisabeth Okholm Nielsen,  
chefforsker, Seges, [elin@seges.dk](mailto:elin@seges.dk)

PRRS-virus i soholdet kan overvåges ved indsamling af væske fra testikler og/eller haler fra pattegrise (PF-prøve, Processing Fluid). PF-prøver bruges, når man ønsker at sanere et sohold, og vil overvåge for PRRS-virus i nyfødte grise. Københavns Universitet har vist, at opbevaring af testikler/haler ved stuetemperatur gør testen

usikker, fordi virus nedbrydes. Derfor er det vigtigt at lægge posen med testikler og haler **på køl eller frost så hurtigt som muligt** efter indsamling. Posen med testikler kan opbevares på frost i 30 dage. Testikler/haler skal optøs langsomt i køleskab. PF-prøven opsamles herefter i en beholder med skruelåg. PF-prøven **skal holdes kølig under forsendelsen** til laboratoriet,

så der skal et fryseelement med i pakken. Veterinært laboratorium (L&F) kan modtage testikler/haler i frossen tilstand, så de selv tapper PF-prøven. Laboratoriet på SSI modtager kun PF-prøver. Husk, at hvis der påvises PRRS-virus, kommer besætningen på PRRS-listen.

*Kilde: Seges notat 2217.*